

!!! N'attendez pas un drame pour y songer, sérieusement !!!

- * Facile à utiliser
- * Intérieur & extérieur
- * Confortable pour la jument
- * Portée >1km, illimitée GSM

75 €/s
Location - Vente
BIRTH ALARM

LE DETECTEUR DE POULINAGE LE PLUS FIABLE


 Elevage de chevaux de Pure Race Espagnole - Saillies
 Spécialiste sellerie & vêtements traditionnels ibériques
 Acaballadero Melchior - www.acamel.com - 0472/885675

Frequently Asked Questions

1. En combien de versions Birth Alarm existe-t-il?
2. Comment distingue-t-on les différents systèmes Birth Alarm ?
3. Quelle est la portée de Birth Alarm ?
4. Pourquoi existe-t-il des émetteurs Birth Alarm verts et d'autres noirs ?
5. Comment fonctionne le contrôle des piles ?
6. Comment fonctionne le contrôle de l'émetteur ?
7. Mon ancien modèle de récepteur est-il compatible avec mon nouvel émetteur ?
8. J'ai ajouté un deuxième émetteur à mon système Birth Alarm Basic 433 MHZ. Pourquoi m'avez-vous livré un émetteur noir ?
9. Comment puis-je reconnaître d'un seul coup d'œil le modèle d'émetteur ou de récepteur que je possède ?
10. Mon voisin utilise également un système Birth Alarm. Cela peut-il perturber le bon fonctionnement du mien ?
11. Il existe plusieurs accessoires Birth Alarm, comme une lampe, un amplificateur sonore ou un sélecteur téléphonique. Puis-je utiliser ces accessoires sur chaque version ?
12. Pourquoi le Birth Alarm GSM est-il livré sans récepteur ?
13. La carte SIM est-elle déjà installée sur le Birth Alarm GSM ?
14. Quelle carte SIM puis-je utiliser dans le Birth Alarm GSM ?
15. Puis-je utiliser le système Birth Alarm GSM partout et dans toutes les régions ?
16. Sur la carte SIM placée dans le Birth Alarm GSM, j'ai programmé deux numéros de téléphone sous la dénomination « Téléphone 1 » et « Téléphone 2 ». Pourquoi, en cas d'alarme, n'y a-t-il pas d'avertissement sur l'un de ces deux numéros ?

1. En combien de versions Birth Alarm existe-t-il?

La société Gallagher veille à toujours développer et optimiser son système Birth Alarm. Les versions suivantes sont donc actuellement utilisées :

Birth Alarm 153 MHZ	Version interrupteur à bascule	(livrée jusqu'en 1995)
Birth Alarm 40 MHZ	Version I	(livrée jusqu'en 2004)
Birth Alarm 40 MHZ	Version II	(livrée uniquement en 2005)
Birth Alarm 433 MHZ	Version Basic	(livré à partir de 2006)
Birth Alarm GSM		(livré à partir de 2006)

[top](#)

2. Comment distingue-t-on les différents systèmes Birth Alarm ?

La première version disponible à la vente en Allemagne, le Birth Alarm 153 MHZ « Interrupteur à bascule », se reconnaît à l'interrupteur particulier placé sur le récepteur Birth Alarm. **Cette version ne dispose pas du contrôle de l'émetteur et des piles.**

La version I 40 MHZ Birth Alarm diffère uniquement de la version précédente par le fait que le récepteur est pourvu de touches au lieu d'un interrupteur à bascule. **Cette version ne comprend pas le contrôle de l'émetteur et des piles.**
En outre, cette version fonctionne sur une autre gamme de fréquence (40 au lieu de 153 MHZ)

La version II 40 MHZ Birth Alarm se reconnaît à son étiquette ronde et verte apposée sur le récepteur. En outre, l'émetteur de cette version est pourvu d'un boîtier vert. **La différence avec les versions précédentes réside dans le fait que ce système est équipé d'une fonction de contrôle de l'émetteur et des piles.**

La version Basic 433 MHz Birth Alarm se distingue des versions précédentes par deux éléments. **D'une part, ce système fonctionne sur une autre gamme de fréquence, soit 433 MHz au lieu de 40 MHz.** D'autre part, le récepteur et l'émetteur sont équipés d'une antenne en caoutchouc stable. Les récepteurs précédents disposaient d'une antenne télescopique traditionnelle. **Cette version présente une fonction de contrôle de l'émetteur et des piles.**

La version Birth Alarm GSM se distingue de la version standard par la technologie mobile ultramoderne qu'elle utilise. Grâce à la carte SIM (carte de GSM) placée dans l'émetteur, le récepteur stationnaire n'est plus nécessaire. En cas d'alarme, l'émetteur compose jusqu'à deux numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM et informe l'utilisateur de Birth Alarm de l'imminence du poulinage. **C'est donc le téléphone (mobile) de votre choix que vous avez programmé sur la carte SIM qui sert dès lors de récepteur.**

[top](#)

3. Quelle est la portée de Birth Alarm ?

Les versions « interrupteur à bascule », I et II de Birth Alarm ont une portée d'env. 300 mètres (distance entre l'émetteur et le récepteur).

La version Basic de Birth Alarm peut s'utiliser sans problème sur une distance de 1000 mètres (distance entre l'émetteur et le récepteur).

En raison de son sélectionneur GSM intégré, Birth Alarm GSM dispose d'une portée illimitée. **La seule condition, néanmoins, est d'avoir un réseau mobile.**

[top](#)

4. Pourquoi existe-t-il des émetteurs Birth Alarm verts et d'autres noirs ?

Les anciens modèles d'émetteurs (noirs) **ne disposent pas** de la fonction de contrôle de l'émetteur et des piles.

Les nouveaux modèles (verts), raccordés à un récepteur 40 MHz de version II ou un récepteur 433 MHz version Basic, sont pourvus *de la fonction* de contrôle de l'émetteur et des piles sur l'émetteur ou le récepteur.

[top](#)

5. Comment fonctionne le contrôle des piles ?

Lorsque vous utilisez un récepteur Birth Alarm Version II 40 MHz ou récepteur 433 MHz Version Basic avec un émetteur **vert**, le contrôle des piles émet un signal optique et sonore. Lorsque la pile (de l'émetteur) est pleine, le voyant LED de l'émetteur est allumé en continu si l'émetteur se trouve en position verticale. Lorsque la pile (de l'émetteur) est faible, le voyant LED de l'émetteur clignote si l'émetteur se trouve en position verticale. En outre, vous serez averti par un signal sonore irrégulier (env. toutes les 10 minutes) sur le récepteur lorsqu'il faudra changer la pile.

Si vous utilisez un émetteur **vert** avec un récepteur 40 MHz Version I, vous disposez **uniquement** d'une fonction optique de contrôle des piles sur l'émetteur. Lorsque la pile est pleine, le voyant LED de l'émetteur est allumé en continu, lorsque la pile est faible, le voyant LED de l'émetteur clignote. L'émetteur doit toutefois toujours se trouver en position verticale.

[top](#)

6. Comment fonctionne le contrôle de l'émetteur ?

Lorsque vous utilisez un récepteur 40 MHz Version II avec un émetteur **vert**, le contrôle de l'émetteur se fait grâce à un voyant de contrôle (2) sur le récepteur. Si la connexion entre

L'émetteur et le récepteur est suffisante, le voyant de contrôle clignote toutes les 10 secondes env.

Si la connexion entre l'émetteur et le récepteur n'est pas suffisante, vous serez averti par un signal sonore (env. toutes les 10 secondes) sur le récepteur. En outre, le voyant de contrôle (2) n'est plus allumé.

Si vous utilisez un récepteur 433 MHz Version Basic avec un émetteur **vert**, le contrôle de l'émetteur se fait également grâce au voyant de contrôle (2) sur le récepteur. Si la connexion entre l'émetteur et le récepteur est suffisante, le voyant de contrôle est allumé en continu. Si la connexion entre l'émetteur et le récepteur est perturbée ou n'existe pas, le voyant (2) de l'émetteur clignote. En outre, le récepteur émet un signal sonore à chaque fois que le voyant lumineux (2) clignote.

[top](#)

7. Mon ancien modèle de récepteur est-il compatible avec mon nouvel émetteur ?

La version « interrupteur à bascule » 153 MHz de Birth Alarm *n'est pas compatible* avec les versions suivantes en raison de sa gamme de fréquence de 153 MHz. Ceci vaut pour les émetteurs **et** pour les récepteurs.

Les versions I et II 40 MHz de Birth Alarm sont compatibles entre elles ; ceci vaut pour les émetteurs **comme** pour les récepteurs. Veuillez remarquer toutefois que pour un récepteur version I, connecté à un émetteur vert, **il n'y a pas** de fonction de contrôle de l'émetteur **mais une** fonction de contrôle des piles. Ce contrôle est toutefois **uniquement** visible sur l'émetteur.

Avec un récepteur version II, relié à un émetteur noir, **il n'y a ni** contrôle des piles, **ni** contrôle de l'émetteur.

La version Basic 433MHz de Birth Alarm n'est compatible avec **aucune** des versions précédentes.

La version Birth Alarm GSM diffère totalement des versions standard en raison de son sélectionneur téléphonique GSM intégré. **Cette version n'est compatible ou utilisable ni avec les récepteurs ni avec les émetteurs des autres versions (standard) !**

[top](#)

8. J'ai ajouté un deuxième émetteur à mon système Birth Alarm Basic 433 MHz. Pourquoi m'avez-vous livré un émetteur noir ?

Si vous souhaitez ajouter un nouvel émetteur à votre système standard Birth Alarm actuel (pas de Birth Alarm GSM), vous recevez un récepteur noir sans contrôle du récepteur. Il ne s'agit pas d'une erreur de livraison mais bien d'une situation normale.

Exemple :

Admettons que vous ayez une version Basic 433 MHz Birth Alarm avec un récepteur et un émetteur **vert** équipé du contrôle de l'émetteur. Vous compléteriez ce système avec un autre émetteur **vert**, afin d'utiliser 2 émetteurs verts avec un seul récepteur.

Si l'un des deux émetteurs tombe en panne et ne fonctionne plus, le contrôle de l'émetteur ne pourrait être indiqué sur le récepteur car le deuxième émetteur, qui fonctionne lui, indiquerait que la connexion est bonne. **Donc si un récepteur (vert) était défectueux, vous ne le remarqueriez pas !!**

Si vous souhaitez ajouter un nouvel émetteur à votre système actuel, vous recevez toujours un émetteur noir, qui **ne dispose pas** du contrôle de l'émetteur mais **uniquement** du contrôle, visible, des piles. Vous devez donc par conséquent toujours utiliser l'émetteur vert, disposant du contrôle de l'émetteur, sur la jument qui va pouliner la première ou sur l'animal pour lequel la distance entre le récepteur et l'émetteur est la plus grande. Si cet émetteur (vert) tombe en panne ou si la réception est perturbée, vous le remarquerez immédiatement et vous ne risquez pas de manquer le début du poulinage.

[top](#)

9. Comment puis-je reconnaître d'un seul coup d'œil le modèle d'émetteur ou de récepteur que je possède ?

La version « interrupteur à bascule » 153 MHz de Birth Alarm se reconnaît à son interrupteur particulier placé sur le récepteur. En outre, l'émetteur (noir) comme le récepteur, est pourvu d'une étiquette 153 MHz.

Pour la version I 40 MHz de Birth Alarm, le récepteur se reconnaît facilement grâce à son antenne tige et à son voyant LED rouge. Sur le récepteur, vous trouverez, en plus de l'antenne, une étiquette portant la référence « HIII-A/F2000 ».

Pour la version II 40 MHz de Birth Alarm, l'émetteur (vert) se caractérise par une référence « 40 MHz/TX ». Sur le récepteur, vous trouverez, en plus de la référence « H III B », une étiquette ronde et verte.

La version Basic 433 MHz de Birth Alarm présente, tant sur le récepteur que sur l'émetteur, la référence « H III B ». En outre, le récepteur, contrairement aux versions précédentes, est pourvu d'une antenne en caoutchouc au lieu d'une antenne télescopique. L'émetteur dispose également d'une antenne en caoutchouc.

La version Birth Alarm GSM n'est actuellement disponible que dans la dernière gamme de modèles.

[top](#)

10. Mon voisin utilise également un système Birth Alarm. Cela peut-il perturber le bon fonctionnement du mien ?

En raison de la portée de la version Basic 433 MHz Birth Alarm étendue à 1 000 mètres, le fait que quelqu'un utilise un système similaire dans votre voisinage peut éventuellement entraîner des perturbations ou de fausses alarmes.

Si vous apprenez que votre voisin utilise lui aussi Birth Alarm ou si vous recevez fréquemment de fausses alarmes, réglez votre Birth Alarm sur un autre canal. Pour savoir comment changer de canal, reportez-vous au mode d'emploi.

[top](#)

11. Il existe plusieurs accessoires Birth Alarm, comme une lampe, un amplificateur sonore ou un sélectionneur téléphonique. Puis-je utiliser ces accessoires sur chaque version ?

La version « interrupteur à bascule » 153 MHz Birth Alarm **n'est pas** compatible avec les accessoires supplémentaires tels que la lampe, l'amplificateur sonore ou le sélectionneur téléphonique !

Les versions I et II 40 MHz Birth Alarm et la version Basic 433 MHz peuvent être équipées de la lampe d'avertissement, de l'amplificateur sonore ou du sélectionneur téléphonique (à proximité d'une prise téléphonique). Sur chacun des récepteurs Birth Alarm, il n'est toutefois possible de relier **qu'une seule** unité d'alarme.

La version Birth Alarm GSM **n'est pas** compatible avec les éléments susmentionnés.

[top](#)

12. Pourquoi le Birth Alarm GSM est-il livré sans récepteur ?

En raison de son sélectionneur téléphonique intégré sur l'émetteur, **n'importe quel téléphone mobile** peut servir de récepteur, pour autant que le numéro a été enregistré sur la carte SIM. Un récepteur stationnaire est donc inutile.

[top](#)

13. La carte SIM est-elle déjà installée sur le Birth Alarm GSM ?

La carte SIM **ne fait pas** partie du lot Birth Alarm GSM livré.

Vous pouvez vous procurer des cartes SIM dans les magasins de téléphonie mobile ainsi que dans les stations-service, les marchands de journaux et certains grands magasins.

[top](#)

14. Quelle carte SIM puis-je utiliser dans le Birth Alarm GSM ?

Le système Birth Alarm GSM fonctionne uniquement avec une très bonne couverture de réseau mobile. Nous vous conseillons donc d'opter pour les principaux fournisseurs de téléphonie mobile, tels que T-Mobile , Vodafone, E-Plus, O2, etc.

[top](#)

15. Puis-je utiliser le système Birth Alarm GSM partout et dans toutes les régions ?

Vous pouvez utiliser le Birth Alarm GSM dans toutes les régions où il y a un **réseau de téléphonie suffisant**. Vérifiez donc au préalable les possibilités de réception à l'aide de votre GSM. L'affichage des barres (indiquant la réception du réseau) sur votre GSM doit être **complet** !!

[top](#)

16. Sur la carte SIM placée dans le Birth Alarm GSM, j'ai programmé deux numéros de téléphone sous la dénomination « Téléphone 1 » et « Téléphone 2 ». Pourquoi, en cas d'alarme, n'y a-t-il pas d'avertissement sur l'un de ces deux numéros ?

Lorsque, pour le Birth Alarm GSM, vous programmez la carte SIM avec votre GSM, veuillez indiquer pour le premier numéro le nom « **AA** » et pour le deuxième numéro « **BB** ». Si vous enregistrez ces numéros sous d'autres noms, cela peut entraîner des problèmes et les numéros enregistrés ne seront pas composés !

[top](#)